




MERIDIAN^{Classic} cranial perforators



MERIDIAN *Classic*



Introduction

Meridian Classic – a cranial perforator for burr hole trepanation from adeor medical AG. Supplied as sterile, single-use version, the Meridian Classic comes in 3 popular sizes for a wide range of cranial access procedures.

The Meridian Classic is manufactured in Germany and offers a quality standard second to none. The cutting head profile of the Meridian Classic perforator range reduces the risk of accidental cutting of the dura, thereby vastly increasing the safety of the procedure. Suitable for even and uneven bone.

Einführung

Meridian Classic – ein Perforator-Design für die Burr-hole-Trepanation von adeor Medical. Die Meridian Classic Perforatoren sind als steril verpacktes Einmalprodukt in 3 populären Größen erhältlich. Mit einem bisher unerreichten Qualitätsstandard erzielen die Meridian Classic Perforatoren Trepanationsergebnisse der Extraklasse. Das Meridian Classic Schneidenprofil schützt die Dura effektiv vor unbeabsichtigter Perforierung. Geeignet für ebene sowie unebene Schädelknochen.

Single-Use Perforators

Made in Germany

Unique Benefits

- › Popular design for maximized familiarity
- › Suitable for skull thicknesses as thin as 2 mm
- › Safe release mechanism
- › Suitable for even and uneven bone
- › Universal Hudson fitting
- › Durable cutting efficiency
- › Different housing colors to easily identify the different models
- › Available in three most commonly used sizes

Produktmerkmale

- › Populäres Design erlaubt gewohnte Arbeitsweise
- › Sicherer Auslösemechanismus
- › Einsetzbar bei ebenen und unebenen Schädelknochen
- › Konstante Schneidleistung
- › Universeller Hudsonschaft
- › Startet auch nach Unterbrechung
- › Verfügbar in drei Standardgrößen
- › Unterschiedliche Gehäusefarben für einfache Identifikation



Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as 2.0 mm



Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as 2.0 mm



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C6-9-S 6.0 mm / 9.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as 2.0 mm
- > sterile, single-use, made in Germany
- > alternative to Integra® / Codman® 26-1223



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C8-11-S 8.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as 2.0 mm
- > sterile, single-use, made in Germany
- > alternative to Integra® / Codman® 26-1222



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C11-14-S 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as 2.0 mm
- > sterile, single-use, made in Germany
- > alternative to Integra® / Codman® 26-1221

adeor is a registered trademark of adeor medical AG.

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

Copyright 2021 adeor medical AG
01-102021-D/E
Printed in Germany
October 2021

Codman is a trademark of Integra LifeSciences Inc.
AcraCut is a trademark of ACRA-CUT Inc.
adeor is not affiliated with any of the above.

adeor ist eine eingetragene Marke der adeor medical AG.

Alle Rechte der Verbreitung, Nachdruck (auch auszugsweise) oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art sind vorbehalten und bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Copyright 2021 adeor medical AG
01-102021-D/E
Gedruckt in Deutschland
Oktober 2021

Codman ist eine Marke der Integra LifeSciences Inc.
AcraCut ist eine Marke der ACRA-CUT Inc.
adeor ist mit keiner der genannten Firmen affiliert.

HEADQUARTERS

adeor medical AG
Martinshof 5
D-83626 Valley
Germany

Phone +49 (0) 8024 47717 0
Fax +49 (0) 8024 47717 99
eMail office@adeor.com
web www.adeor.com



Printed on recycled paper.

Gedruckt auf Recyclingpapier.

