




CRANIOBRIDGE  cranial fixation system







**Full confidence.
Craniobridge® 1.5 mm cranial
fixation system.**



Craniobridge® is a convenient, state-of-the-art and reliable cranial fixation system.

Das Craniobridge® Schrauben- und Plattensystem ist eine moderne und zuverlässige kraniale Fixationslösung.

CranioBridge® Screws. Optimized off-axis insertion and enhanced screw/blade retention.

CranioBridge® Screws offer a secure and stable fit with the screwdriver blade as well as an easy and fast screw insertion.


CranioBridge® Schrauben zeichnen sich durch stark nachgefragte Features wie einen zuverlässigen Halt auf der Schraubendreherklinge und eine einfache und schnelle Eindrehbarkeit aus.



CranioBridge® Plates. Low profile allows for decreased palpability.

CranioBridge® plates feature a super-slim profile. The plates undergo a special edge radiusing process during manufacturing. This results in a better cosmetic result without compromising implant stability.



CranioBridge® Platten liefern aufgrund ihrer geringen Materialstärke und der starken Kantenverrundung ein gutes kosmetisches Ergebnis bei gleichzeitig hoher Implantat-Stabilität.



CranioBridge® Screwdriver. Ergonomically shaped for improved precision and control.

The ergonomically designed screwdriver handle improves precision and control during use. A special hardening process of the blades increases lifetime significantly.


Ergonomisch geformter Schraubendrehergriff für verbesserte Präzision und Kontrolle. Die Lebensdauer der Schraubendreherklinge wird durch das angewendete Härteverfahren signifikant erhöht.




CranioBridge® Packaging. Safe and easy screw and plate pick-up from implant carrier.

CranioBridge® sterile sets are stored in a dedicated implant carrier. The unique design of the carrier simplifies the pick-up of screws and plates and supports safe and straight-forward handling in the OR.


CranioBridge® Sterilsets werden in einem eigens entwickelten Implantat-Carrier angeliefert. Dieser erleichtert die Entnahme der Schrauben und Platten und unterstützt das sichere Produkt-Handling im OP.



Art. No. NCFSET1
6 screws, 3 plates, sterile, with carrier



Ordering Information



NCFSET1

CranioBridge® Sterile Set 1
6 screws, 3 two-hole plates



NCFSD1B

CranioBridge® Screwdriver blade
for 1.5 mm screws, x-lock



NCFSD1H

CranioBridge® Screwdriver handle
hexagonal connector



NCF5-AD

CranioBridge® Adson forceps
12 cm



NCF5-WC

CranioBridge® Plate and wire cutter
1.0 - 1.5 mm, 14 cm

Ordering Information

NCFSET1	CranioBridge® Sterile Set 1, 6 screws, 3 two-hole plates, sterile packed, with carrier
NCFSD1B	CranioBridge® Screwdriver blade, for 1.5 mm screws, hexagonal connector, x-lock
NCFSD1H	CranioBridge® Screwdriver handle, hexagonal connector
NCFS-AD	CranioBridge® Adson forceps, 12 cm
NCFS-WC	CranioBridge® Plate and wire cutter, 1.0 - 1.5 mm, 14 cm

adeor® is a registered trademark of adeor medical AG.

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

Copyright 2021 adeor medical AG

01-1121-D/E

Printed in Germany

November 2021



HEADQUARTERS

adeor medical AG

Martinshof 5

D-83626 Valley

Germany

Phone +49 (0) 8024 47717 0

Fax +49 (0) 8024 47717 99

Email office@adeor.com

Web www.adeor.com

Printed on recycled paper.

Gedruckt auf Recyclingpapier.

